



Allegato F

# ISTRUZIONE OPERATIVA PER SANIFICAZIONE DELLE MASCHERINE

## STATO DEL DOCUMENTO

REV.	MOTIVO	DATA
00	Emissione documento	26-03-2020
01	Aggiornamento documento	02-05-2020

## 1. PREMESSA

L'istruzione a seguire è contenuta in un documento a uso interno, a tutt'oggi non approvato ufficialmente. Tale atto risponde all'esclusivo scopo di fronteggiare la contingente indisponibilità di mascherine.

## 2. SCOPO

Fornire le istruzioni operative per la sanificazione delle mascherine lavabili

## 3. CAMPO DI APPLICAZIONE

La presente disposizione si applica a alle mascherine lavabili in dotazione al personale

## 4. ISTRUZIONI OPERATIVE PER LA GESTIONE DEI CASI SOSPETTI DI COVID- 19

Di seguito le 'Istruzioni d'uso per la sanitizzazione delle mascherine protettive individuali monouso in caso di emergenza sanitaria da Coronavirus COVID 19'

### 4.1 SOLUZIONE DISINFETTANTE

La **sanificazione** va eseguita *'con una soluzione idroalcolica al 70% (alcool a 70°) in erogatore spray ecologico o altro dispenser idoneo a permettere una spruzzatura della soluzione o prodotto equivalente.*

### 4.2 RIMOZIONE DELLA MASCHERINA

**Notare bene**, sia la superficie esterna della mascherina indossata, sia le mani (o i guanti) possono essere contaminati dal virus. È perciò indispensabile, a seguito del suo utilizzo:

- **manipolare** il dispositivo con particolare attenzione,
- **non toccare mai la parte interna** della mascherina (che deve sempre venire mantenuta sterile),
- **attenersi** con scrupolo all'ordine delle operazioni di seguito descritto.

### 4.3 SANIFICAZIONE, ORDINE DELLE OPERAZIONI DA SEGUIRE

- 1) Lavare le mani accuratamente**, seguendo lo schema già indicato. (1)
- 2) Togliere la mascherina** indossata sul viso utilizzando gli elastici, evitando di toccare la sua parte interna.
- 3) Lavare di nuovo le mani**, indossare un nuovo paio di guanti monouso o in alternativa sanificare le mani con una soluzione idroalcolica al 75-85% o altro disinfettante idoneo. (1)
- 4) Adagiare la mascherina**, con la parte esterna verso l'alto, su una superficie precedentemente pulita/sanificata con acqua e sapone o (meglio) con soluzione idroalcolica al 75-85% o altro disinfettante idoneo. (2)
- 5) Spruzzare con uniformità** l'intera superficie della mascherina, elastici compresi, con la soluzione idroalcolica al 70%. Senza eccedere nella bagnatura. È sufficiente spruzzare uno strato uniforme di disinfettante sull'intera superficie.

**6) Girare la mascherina** e ripetere l'operazione.

**7) Lasciare agire la soluzione** fino a completa evaporazione, in un luogo protetto, per almeno 30 minuti (il tempo di asciugatura può variare in funzione delle condizioni ambientali).

**8) Dopo l'asciugatura**, trascorso il tempo suddetto, la mascherina è sanificata. Bisogna quindi evitare di contaminarla, soprattutto nella parte interna. In caso di persistenza di odore di alcool, si consiglia di lasciare asciugare ancora il dispositivo su una superficie pulita e sanitizzata. Altrimenti, riporre la mascherina in una busta di plastica (non contaminata) fino al successivo utilizzo.

#### 4.4 AVVERTENZE

1) **Mai riporre** il dispositivo sanificato all'interno o sopra superfici non sanitizzate senza la protezione della busta di plastica.

2) **In caso di alterazioni** evidenti, non riutilizzare la mascherina (o il respiratore).

3) **L'interno** della mascherina o del respiratore non deve mai venire toccato, per nessun motivo. Correndosi altrimenti il rischio di contaminazione.

4) **Non ripetere** il trattamento più di tre volte. E comunque non riutilizzare il dispositivo in caso di suo evidente deterioramento.

5) **Dopo l'(ultimo) utilizzo** di mascherine, procedere al corretto smaltimento in un contenitore chiuso e lavarsi le mani (con un detergente a base alcolica o con acqua e sapone).